

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-B7-H2/Cd275 Umano Per Citometria A Flusso - O75144

Numero articolo: CM0004027



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro B7-H2/CD275 umano (ligando ICOS), progettato per la citometria a flusso. Ideale per studi di costimolazione dei linfociti T e punti di controllo immunitari, con reattività crociata per l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-B7-H2/CD275 umano
Annotazioni/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Specie	Umana
GeneID (Umana)	23308
GeneID	23308
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-256 di B7-H2/CD275 umano (NP_056074.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	O75144
Peso proteico	20kDa/33kDa34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio