

Mab Coniglio Anti-Bcl6 Umano - P41182

Numero articolo: CM0004938



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-BCL6 coniugato con , validato per la citometria a flusso intracellulare (FC) su campioni umani. Ideale per la ricerca su cellule B del centro germinativo e linfomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human BCL6 mAb
Note/Alias	BCL6; BCL5; BCL6A; LAZ3; ZBTB27; ZNF51; B-cell CLL/lymphoma 6
Specie	Umana
GeneID	604
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 235-350 di BCL6 umano (NP_001124317.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P41182
Peso proteico	72kDa/78kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio