

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Bcl6 Umano Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P41182

Numero articolo: CM0011455



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad che riconosce il BCL6 umano, validato per citometria a flusso intracellulare. Progettato per la ricerca sui linfomi e sui linfociti B del centro germinativo, con specificità per la proteina P41182.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-BCL6 Umano
Note/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Specie	Umano
GeneID	604
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 235-350 del BCL6 umano/murino (NP_001124317.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P41182
Peso Molecolare Proteina	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio