

Coniglio Anti-Umano Bcl6 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso Intracellulare - P41182

Numero articolo: CM0011162



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro BCL6 umano (SWISS P41182) validato per la citometria a flusso intracellulare. Ideale per lo studio della biologia del centro germinativo e della repressione trascrizionale. Fornito da CamelBio per l'approvvigionamento di materie prime per IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano BCL6 mAb
Osservazioni/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	604
Gene ID	604
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 235-350 di BCL6 umano/topo (NP_001124317.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P41182
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio