

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Bcl6 Per Citometria A Flusso Intracellulare - P41182

Numero articolo: CM0009542



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano BCL6 di alta qualità per citometria a flusso intracellulare. Mira al BCL6 umano (79 kDa, P41182), un repressore trascrizionale essenziale per le reazioni del centro germinativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano BCL6
Note/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Specie	Umano
GeneID (umano)	604
GeneID	604
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 235-350 del BCL6 umano/murino (NP_001124317.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P41182
Peso proteico	79 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio