

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Btn3A1/2/3 - O00481 / P78410 / O00478

Numero articolo: CM0011732



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano BTN3A1/2/3 di alta qualità per citometria a flusso (FC). Riconosce BTN3A1/2/3 umano (CD277), cruciale nell'attivazione delle cellule T e nella risposta immunitaria. Ideale per la ricerca in immunologia e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano BTN3A1/2/3
Note/Alias	BT5; BT3.1; CD277; BTN3.1
Specie	Umano
GeneID	11119/11118/10384
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 470-630 di BTN3A1 umano (NP_008979.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O00481/P78410/O00478
Peso Molecolare Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio