


Anticorpo Monoclonale Coniugato Abflo 488 Di Coniglio Anti-Umano C5Ar1/Cd88 Per Citometria A Flusso - P21730

Numero articolo: CM0004526



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato Abflo 488 che mira al C5AR1/CD88 umano (C5aR) validato per citometria a flusso. ~39 kDa, reattività umana, spedito su ghiaccio. Per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano C5AR1/CD88
Note/Alias	C5A; C5AR; C5R1; CD88
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	728
ID Gene	728
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del C5AR1/CD88 umano (NP_001727.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P21730
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio