


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Calreticulina Umana Per Fc (Intra) - P27797

Numero articolo: CM0011279



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato di alta qualità contro la calreticulina umana, adatto per la citometria a flusso intracellulare (FC intra). Convalidato per campioni umani. Ideale per lo studio della funzione delle chaperoni del RE, del controllo qualitativo delle proteine e dell'omeostasi del calcio. Fornito tramite CamelBio per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human Calreticulin
Note/Alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n
Specie	Umana
GenelD (Umana)	811
GenelD	811
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P27797
Peso proteico	48 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio