


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Calreticulina Per Citometria A Flusso - P27797

Numero articolo: CM0004016



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia la calreticulina umana per citometria a flusso intracellulare. Adatto per rilevare la calreticulina, una chaperone del reticolo endoplasmatico coinvolta nel ripiegamento proteico e nella segnalazione del calcio, in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human Calreticulin mAb
Annotazioni/Alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	811
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 335-417 della Calreticulina umana (NP_004334.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso (Intracellulare)
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P27797
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio