


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Car/Cxadr Per Fc - P78310

Numero articolo: CM0011508



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CAR/CXADR per Citometria a Flusso (FC). Riconosce CXADR umano (CAR), un recettore di 40 kDa per coxsackievirus e adenovirus coinvolto nell'adesione cellulare e nell'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CAR/CXADR
Note/Alias	CAR; HCAR; CAR4/6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1525
ID Gene	1525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-237 di CAR/CXADR umano (NP_001329.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P78310
Peso Proteico	40 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio