


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Car/Cxadr Umano Mab - P78310

Numero articolo: CM0008315



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che riconosce il CAR/CXADR umano (P78310). Validato per la citometria a flusso. Il CAR funge da molecola di adesione cellulare e recettore virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CAR/CXADR umano mAb
Note/Alias	CAR; HCAR; CAR4/6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-237 del CAR/CXADR umano (NP_001329.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P78310
Peso Molecolare Proteina	40kDa
Spedizione	Sacco refrigerante