


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Car/Cxadr Umano Per Citometria A Flusso - P78310

Numero articolo: CM0007957



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro il recettore umano per coxsackievirus e adenovirus (CAR/CXADR), validato per la citometria a flusso. Riconosce un epitopo nel dominio extracellulare (aa20-237). Ideale per la ricerca sull'ingresso virale, l'adesione cellulare e le giunzioni epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CAR/CXADR umano
Note/Alias	CAR; HCAR; CAR4/6
Specie	Umano
GeneID (umano)	1525
GeneID	1525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-237 di CAR/CXADR umano (NP_001329.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P78310
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante