

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Casr Per Citometria A Flusso - P41180

Numero articolo: CM0009552



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato anti-CaSR umano per citometria a flusso. Validato su campioni umani; rileva il recettore sensore del calcio extracellulare, un regolatore chiave dell'omeostasi del calcio e della funzione paratiroidea. Ideale per la ricerca renale e immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Umano CaSR
Note/Alias	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	846
GeneID	846
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 211-310 del CaSR umano (NP_000379.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P41180
Peso Proteico	121kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio