

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Human Casr Per Citometria A Flusso - P41180

Numero articolo: CM0005698



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che bersaglia il CaSR umano (recettore sensibile al calcio extracellulare), validato per citometria a flusso. Adatto per la ricerca sull'omeostasi del calcio e sulla segnalazione GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human CaSR mAb
Note/Alias	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	846
GeneID	846
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 211-310 del CaSR umano (NP_000379.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P41180
Peso Proteico	121 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio