

Mab Rabbit Anti-Uomo Ccd3 Per Citofluorimetria (Intracellulare) - P07766

Numero articolo: CM0010383



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD3E (CD3 epsilon) umano per citofluorimetria intracellulare. Rileva una proteina di membrana dei linfociti T di 23 kDa, fondamentale per la segnalazione del TCR e l'immunità adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-uomo cCD3
Note / Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Uomo
GeneID	916
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di CD3E umano (NP_000724.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P07766
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio