


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Cd100/Sema4D Per If/Icc, Fc - Q92854

Numero articolo: CM0004358



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD100/SEMA4D umano, validato per immunofluorescenza (IF/ICC) e citometria a flusso (FC). Adatto per studiare la segnalazione del recettore della semaforina-4D, lo sviluppo dei neuriti e l'aggregazione delle cellule immunitarie. Reagisce in modo incrociato con l'umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD100/SEMA4D
Note/Alias	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; semaforina-4D
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10507
ID Gene	10507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-734 della Semaforina-4D/CD100 umana (NP_006369.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q92854
Peso proteico	82kDa/96kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio