

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd101/Igsf2 Per If/Icc E Fc - Q93033

Numero articolo: CM0004441

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio è diretto contro CD101/IGSF2 umano (V7, EWI-101), un inibitore della proliferazione delle cellule T. Adatto per IF/ICC e citometria a flusso in studi immunologici e sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Umano CD101/IGSF2
Note/Alias	V7, IGSF2, EWI-101
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9398
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-410 di CD101/IGSF2 umano (NP_004249.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q93033
Peso Proteico	115kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio