

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd101/Igsf2 Umano Per If/Icc, Fc - Q93033

Numero articolo: CM0011952

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità marcato con , diretto contro CD101 umano (IGSF2, V7) per applicazioni di immunofluorescenza e citometria a flusso. Adatto per la ricerca sull'inibizione della proliferazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD101/IGSF2 umano
Note/Alias	V7; IGSF2; EWI-101
Specie	Umano
GeneID (umano)	9398
GeneID	9398
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-410 di CD101/IGSF2 umano (NP_004249.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q93033
Peso della proteina	115 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante