

Abflo 594 Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd104/Integrina Beta-4 Per If/Icc,Fc - P16144

Numero articolo: CM0012631



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ABflo 594 di alta qualità contro CD104/Integrina β 4 (ITGB4) umana, validato per immunofluorescenza e citometria a flusso. Rileva una proteina di 202 kDa, è cross-reattivo con l'uomo, ideale per la ricerca su cellule epiteliali ed emidesmosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD104/Integrin β 4 mAb
Note/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3691
GeneID	3691
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 611-710AA della proteina CD104/Integrina β 4 umana (NP_000204.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC,FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P16144
Peso proteico	202kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio