

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd104/Integrina B4 Umana Per If/Icc, Fc - P16144

Numero articolo: CM0010117



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro l'Integrina $\beta 4$ umana (CD104, GP150). Validato per applicazioni IF/ICC e FC. Funziona come recettore della laminina e componente degli emidesmosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD104/Integrina $\beta 4$ umana
Note/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
Specie	Umana
GeneID (umano)	3691
GeneID	3691
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 611-710AA della CD104/Integrina $\beta 4$ umana (NP_000204.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P16144
Peso della proteina	202 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante