

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd104/Integrina B4 Per If/Icc, Fc - P16144

Numero articolo: CM0004033



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio coniugato prende di mira la proteina umana CD104/Integrina $\beta 4$ (SWISS: P16144), è validato per applicazioni IF/ICC e FC. Riconosce il dominio extracellulare (aa 611-710) di ITGB4, adatto per studi sull'adesione delle cellule epiteliali e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-umano CD104/Integrina $\beta 4$
Annotazioni/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3691
GeneID	3691
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 611-710AA della CD104/Integrina $\beta 4$ umana (NP_000204.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC,FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P16144
Peso proteico	202kDa
Spedizione	Ghiacci isolanti