

Mab Coniglio Anti-Umano Cd105/Endoglin Per Fc - P17813

Numero articolo: CM0010997



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD105/Endoglin coniugato ottimizzato per citometria a flusso. Permette la rilevazione affidabile dell'endoglin negli studi sull'angiogenesi e sulle cellule endoteliali. Fornito da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD105/Endoglin mAb
Note/Alias	ENG; END; HHT1; ORW1; endoglin
Specie	Uomo
GeneID	2022
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-337 di CD105/Endoglin umano (NP_001108225.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P17813
Peso proteico	67kDa/70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio