

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd105/Endoglin Per Citometria A Flusso - P17813

Numero articolo: CM0004053



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato contro CD105/Endoglin umano, validato per citometria a flusso (FC). L'endoglina è una glicoproteina transmembrana coinvolta nell'angiogenesi e nella segnalazione TGF-beta. Adatta per studi su cellule endoteliali e immunofenotipizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Coniglio anti-Umano CD105/Endoglin mAb
Osservazioni/Alias	ENG; END; HHT1; ORW1; endoglin
Specie	umano
GeneID	2022
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-337 di CD105/Endoglin umano (NP_001108225.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P17813
Peso proteico	67kDa/70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio