

Coniglio Anti-Umano Cd112/Nectin-2 Mab - Q92692

Numero articolo: CM0012031



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting CD112/Nectin-2 umano per citometria a flusso. Validato per campioni umani, questo anticorpo abilita la ricerca sulla segnalazione delle cellule T, sui checkpoint immunitari e sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD112/Nectin-2 mAb
Osservazioni/Alias	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectin-2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5819
GeneID	5819
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 32-158 del CD112/Nectin-2 umano (NP_001036189.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q92692
Peso Proteico	51kDa/57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio