

Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Umano Cd112/Nectin-2 Per Citometria A Flusso - Q92692

Numero articolo: CM0012243



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro CD112/Nectin-2 umano, validato per citometria a flusso. Riconosce un epitopo extracellulare all'interno degli amminoacidi 32-158. Adatto per studi di segnalazione delle cellule T e di ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Umano CD112/Nectin-2
Note/Alias	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectin-2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5819
ID Gene	5819
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 32-158 di CD112/Nectin-2 umano (NP_001036189.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q92692
Peso Proteico	51kDa/57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio