

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd112/Nectin-2 Umano Per Citometria A Flusso - Q92692

Numero articolo: CM0010579



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD112/Nectin-2 umano e validato per la citometria a flusso. La Nectina-2 è un modulatore delle cellule T e un recettore per l'ingresso virale; ideale per la ricerca in immuno-oncologia e virologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD112/Nectin-2 umano
Note/alias	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectina-2
Specie	Umano
GeneID (umano)	5819
GeneID	5819
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 32-158 della CD112/Nectina-2 umana (NP_001036189.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q92692
Peso della proteina	51 kDa/57 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante