

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd116 Umano Per Fc - P15509

Numero articolo: CM0011788



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD116 umano (recettore α del GM-CSF). Validato per la citometria a flusso. Ideale per gli studi sulle cellule ematopoietiche e l'analisi dell'espressione del recettore. SWISS: P15509.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD116 umano
Note/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Specie	Umano
ID del gene	1438
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD116 umano (NP_006131.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P15509
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Ghiaccio in busta