

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Cd116 Per Fc - P15509

Numero articolo: CM0011170



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro CD116 umano, la subunità alfa del recettore GM-CSF. Convalidato per citometria a flusso per studiare proliferazione, differenziazione e segnalazione citochinica delle cellule ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD116 mAb
Note / Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1438
GeneID	1438
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-320 della proteina CD116 umana (NP_006131.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reazione crociata	Uomo
SWISS	P15509
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio