

Coniglio Anti-Umano Cd117/C-Kit Mab Per Citometria A Flusso - P10721

Numero articolo: CM0004440



introduzione

Coniglio anti-Umano CD117/c-Kit mAb validato per citometria a flusso (FC). Riconosce il CD117/c-Kit umano (SWISS P10721), una tirosin-chinasi recettoriale cruciale per l'ematopoiesi e il mantenimento delle cellule staminali. Ideale per la ricerca ematologica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD117/c-Kit mAb
Note/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3815
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-520 del CD117/c-Kit umano (NP_000213.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P10721
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio