

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd119/Ifngr1 Per Fc - P15260

Numero articolo: CM0008019



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD119/IFNGR1 per citometria a flusso (FC). Specifico per il recettore 1 dell'interferone gamma umano, un regolatore immunitario chiave. Adatto per studi su antivirali, antitumori e malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Coniglio anti-umano CD119/IFNGR1
Note/Alias	IFNGR1; CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; recettore 1 dell'interferone gamma
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	3459
ID gene	3459
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-245 di CD119/IFNGR1 umano. (NP_000407.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P15260
Peso proteico	21kDa/54kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio