

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd119/Ifngr1 Per Citometria A Flusso (Fc) - P15260

Numero articolo: CM0010405



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD119/IFNGR1 umano. Progettato per la citometria a flusso (FC) e validato utilizzando un immunogeno costituito da proteina ricombinante. Materia prima IVD destinata esclusivamente alla ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-umano CD119/IFNGR1
Note/Alias	IFNGR1; CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; recettore 1 dell'interferone gamma
Specie	Uomo
ID gene	3459
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD119/IFNGR1 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P15260
Peso della proteina	21kDa/54kDa
Spedizione	Borsa refrigerante