

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd119/Ifngr1 Per Citometria A Flusso - P15260

Numero articolo: CM0012193



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD119/IFNGR1 coniugato con per citometria a flusso (FC). Progettato contro il dominio extracellulare AA 18-245; ideale per lo studio delle risposte immunitarie mediate dal recettore dell'interferone gamma. - P15260

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-umano CD119/IFNGR1
Note/alias	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B
Specie	Umano
GeneID (umano)	3459
GeneID	3459
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-245 della CD119/IFNGR1 umana. (NP_000407.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P15260
Peso della proteina	21 kDa/54 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante