


Mab Di Coniglio Anti-Cd11A Umano Per Fc - P20701

Numero articolo: CM0004945



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD11a umano coniugato con di alta qualità per citometria a flusso (FC). Riconosce la catena alfa di LFA-1 (integrina alfa-L), un recettore di adesione leucocitaria chiave. Adatto per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD11a umano
Note/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3683
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-340 del CD11a umano (NP_002200.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P20701
Peso proteico	118kDa/129kDa/134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio