


Coniglio Anti-Umano Cd11A Mab - P20701

Numero articolo: CM0004483



introduzione

Anticorpo monoclonale Coniglio anti-Umano CD11a per citometria a flusso. Bersaglia l'integrina alfa-L (LFA-1), un recettore di adesione dei leucociti coinvolto nelle interazioni delle cellule immunitarie. Reagisce con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD11a mAb
Osservazioni/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3683
GeneID	3683
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-340 del CD11a umano (NP_002200.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P20701
Peso Proteico	118kDa/129kDa/134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio