

Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Umano Cd11A Per Fc - P20701

Numero articolo: CM0004527



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira al CD11a umano (ITGAL, LFA-1), validato per la citometria a flusso. Adatto per studi sull'adesione leucocitaria, sulla sinapsi immunitaria e sull'attività citolitica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Umano CD11a
Note/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3683
ID Gene	3683
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-340 del CD11a umano (NP_002200.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P20701
Peso Proteico	118kDa/129kDa/134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio