


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Cd120B/Tnfrsf1B Per Fc - P20333

Numero articolo: CM0006095



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirato all'umano CD120b/TNFRSF1B (TNF-R2/p75). Validato per citometria a flusso, adatto per studiare la segnalazione del TNF, l'apoptosi e la regolazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD120b/TNFRSF1B
Note/Alias	p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II
Specie	Umano
GeneID (umano)	7133
GeneID	7133
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-257 dell'umano CD120b/TNFRSF1B (NP_001057.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P20333
Peso Proteico	28kDa/48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio