

Coniglio Anti-Umano Cd131 Mab Per Fc - P32927

Numero articolo: CM0011672



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirato al CD131 umano (CSF2RB/IL3RB/IL5RB), la subunità beta comune per i recettori di IL-3, IL-5 e GM-CSF. Validato per la citometria a flusso (FC). Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle citochine e sulle cellule ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD131 mAb
Osservazioni/Alias	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1439
GeneID	1439
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-443 del CD131 umano (NP_000386.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P32927
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio