

Coniglio Anti-Umano Cd131 Mab Per Citometria A Flusso - P32927

Numero articolo: CM0008007



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD131 umano (CSF2RB), validato per la citometria a flusso. Bersaglia la subunità beta comune dei recettori IL-3/IL-5/GM-CSF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD131 mAb
Osservazioni/Alias	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1439
Gene ID	1439
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-443 del CD131 umano (NP_000386.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P32927
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio