


Coniglio Anti-Umano Cd134/Ox40 Mab Per Fc - P43489

Numero articolo: CM0007860



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si lega al CD134/OX40 umano (TNFRSF4). Progettato per la citometria a flusso (FC) nella ricerca sull'attivazione delle cellule T e sull'immunoterapia. Specifico per il CD134 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD134/OX40 mAb
Note/Alias	OX40; ACT35; CD134; IMD16; TXGP1L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7293
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-216 del CD134/OX40 umano (NP_003318.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P43489
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio