

Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Umano Cd138 (Syndecan-1) Per Citometria A Flusso - P18827

Numero articolo: CM0009030



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro CD138/Syndecan-1 (SDC1) umano, validato per citometria a flusso. L'immunogeno ricombinante (aa 23-251) garantisce un'elevata specificità per la ricerca sugli esosomi e sui biomarcatori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Umano CD138 (mAb)
Note/Alias	SDC; CD138; SYND1; syndecan
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6382
GeneID	6382
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-251 di CD138 umano (NP_002988.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P18827
Peso Molecolare Proteina	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio