

Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Umano Cd138/Sindecano-1 Per Fc - P18827

Numero articolo: CM0011364



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad che riconosce il CD138 umano (Sindecano-1) per la citometria a flusso. Specifico per il sindecano-1 umano, un proteoglicano transmembrana coinvolto nella biogenesi degli esosomi e nello sviluppo dentale. Ideale per la ricerca sul cancro e sugli esosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD138/Sindecano-1
Osservazioni/Alias	SDC; CD138; SYND1; sindecano
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6382
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-251 del CD138/Sindecano-1 umano (NP_002988.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P18827
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacca refrigerante