

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd138/Syndecan-1 Per Citometria A Flusso - P18827

Numero articolo: CM0009197



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato direzionato contro CD138 umano (sindecano-1). Convalidato per citometria a flusso. Ideale per rilevare l'espressione di CD138 nelle plasmacellule, studi di esosomi e ricerca sui proteoglicani di membrana. Reagisce in modo crociato con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD138 mAb
Note/Alias	SDC; CD138; SYND1; syndecan
Specie	Umana
ID gene (umano)	6382
ID gene	6382
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-251 di CD138 umano (NP_002988.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P18827
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio