

Coniglio Anti-Umano Cd13/Anpep Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P15144

Numero articolo: CM0005667



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-umano CD13/ANPEP validato per la citometria a flusso. CD13/ANPEP è un aminopeptidasi coinvolto nella digestione dei peptidi e un recettore per HCoV-229E. Ideale per la ricerca in immunologia e malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD13/ANPEP mAb
Osservazioni/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Specie	Umano
GeneID (umano)	290
Immunogeno	Proteina ricombinante/Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 69-967 del CD13/ANPEP umano (NP_001141.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P15144
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio