

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd13/Anpep Per Citometria A Flusso - P15144

Numero articolo: CM0005755



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD13/ANPEP umano per citometria a flusso. Rileva l'aminopeptidasi N di superficie cellulare su leucociti e cellule tumorali. Reattività verso l'uomo, 110 kDa. Affidabile per l'immunofenotipizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD13/ANPEP mAb
Note/Altri nomi	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Specie	Umana
GeneID (umano)	290
GeneID	290
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 69-967 di CD13/ANPEP umano (NP_001141.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P15144
Peso proteico	110 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio