

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd13/Anpep Umano Coniugato Per Citometria A Flusso - P15144

Numero articolo: CM0009788



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità coniugato , diretto contro CD13/ANPEP umano e validato per la citometria a flusso (FC). Immunogeno costituito da una proteina ricombinante comprendente gli amminoacidi 69-967. Riconosce la conformazione nativa sulla superficie cellulare. Adatto per l'immunofenotipizzazione e la ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD13/ANPEP umano
Note/alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Specie	Uomo
GenelD (uomo)	290
GenelD	290
Immunogeno	Proteina ricombinante/proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 69-967 di CD13/ANPEP umano (NP_001141.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P15144
Peso della proteina	110 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico