

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd13/Anpep Per Citometria A Flusso - P15144

Numero articolo: CM0004909



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD13/ANPEP coniugato per citometria a flusso, mirato all'aminopeptidasi N di 110 kDa (CD13) espressa sulle cellule umane. Adatto per la ricerca sull'angiogenesi, il cancro e le infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-umano CD13/ANPEP
Osservazioni/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	290
ID Gene	290
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P15144
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio