

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd140B/Pdgfrβ Umano Per Citometria A Flusso - P09619

Numero articolo: CM0009433



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato ad , validato per il rilevamento mediante citometria a flusso del CD140b/PDGFRβ umano. Adatto per lo studio del recettore beta del fattore di crescita derivato dalle piastrine nella proliferazione cellulare, nello sviluppo vascolare e nella ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD140b/PDGFRβ umano
Note/alias	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; recettore beta del fattore di crescita derivato dalle piastrine
Specie	Umano
GeneID	5159
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-530 del CD140b/PDGFRB umano (NP_002600.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P09619
Peso della proteina	37kDa/123kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante