


Coniglio Anti-Umano Cd141/Trombomodulina Anticorpo Monoclonale Per Fc - P07204

Numero articolo: CM0010665



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting all'CD141/Trombomodulina umana (SWISS P07204). Progettato per il rilevamento mediante citometria a flusso (FC) della trombomodulina, un recettore endoteliale che regola la coagulazione, la fibrinolisi e l'infiammazione. Validato per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD141/Trombomodulina mAb
Osservazioni/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7056
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 19-515 dell'CD141/Trombomodulina umana (NP_000352.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P07204
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio