


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd141/Trombomodulina Umana Per Citometria A Flusso - P07204

Numero articolo: CM0008125



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD141/Trombomodulina umana. Validato per la citometria a flusso, adatto per studi sull'emostasi, la coagulazione e l'infiammazione nelle cellule endoteliali. Materia prima diagnostica destinata esclusivamente alla ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD141/Trombomodulina umana
Note/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Specie	Uomo
ID gene (umano)	7056
ID gene	7056
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-515 della CD141/Trombomodulina umana (NP_000352.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P07204
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante