


Coniglio Anti-Umano Cd142 Mab Per Citometria A Flusso - P13726

Numero articolo: CM0012492



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato mirato al CD142/Fattore Tissutale umano, validato per la citometria a flusso (FC). Rileva una proteina di membrana di 33 kDa essenziale per la coagulazione. Ideale per la ricerca sull'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD142 mAb
Osservazioni/Alias	TF; TFA; CD142
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2152
ID Gene	2152
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-251 del CD142 umano (NP_001984.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P13726
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio